

EasyFix Kinder-Vakuummatratze G 504

NEU

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform für Kinder mit einer Größe von ca. 90 cm bis ca. 160 cm bzw. zwischen 6 und 14 Jahren
- Bekanntes Kammersystem mit Holzverstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich)
- Begurtung wie abgebildet
- Kopffixiergurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche (G 504-2) untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F (G 504-2)
- Reparatur-Set (G 504-2)

G 504-1 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 000)
je 3 seitliche Griffaussparungen. Begurtung wie abgebildet

G 504-2 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 001)
entspricht G 504-1, jedoch zusätzlich: Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F, Reparatur-Set und Aufbewahrungstasche



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht G 504-2	Gewicht G 504-1	Belastbarkeit max.
Kinder EasyFix G 504	1.600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	4,7 kg	150 kg