

F 2 Patiententransportsystem

mit ROLL-IN-System



F 2 Roll-In-Fahrgestell & Krankentrage

Ausstattungsmerkmale Fahrgestell:

- Unabhängige Beinverriegelung erleichtert den Einladevorgang
- Automatische Beinverriegelung erleichtert den Entladevorgang
- Doppel-Laderollen, somit geeignet für zwei Einladehöhen: 55 cm und 59 cm
- Schwenkrollen mit 200 mm Durchmesser am Fußende und feststellbare Laufrollen am Kopfende



Ausstattungsmerkmale abnehmbare Krankentrage:

- Leicht bedienbare Ziehgriffe
- 4 ausziehbare Traggriffe, 3-fach arretierbar
- Schocklage
- Beinanwinklung zur Bauchdeckenentspannung
- Fußstütze, Seitenbügel und 6-fach verstellbare Rückenlehne



Fußstütze



Seitenbügel

TECHNISCHE DATEN

	Länge min.	Länge max.	Breite	Höhe max.	Ladehöhe 1	Ladehöhe 2	Gewicht	Belastbarkeit max.
F 2 Fahrgestell	1.969 mm	1.969 mm	578 mm	780 mm	550 mm	590 mm	27,5 kg	250 kg
F 2 Krankentrage	1.900 mm	2.267 mm	570 mm	160 mm			18,4 kg	250 kg



F 2 Roll-In-System Monobloc

Ausstattungsmerkmale:

- Unabhängige Beinverriegelung erleichtert den Einladevorgang
- Automatische Beinverriegelung erleichtert den Entladevorgang
- Doppel-Laderollen, somit geeignet für zwei Einladehöhen: 50 cm und 55 cm
- Schwenkrollen mit 200 mm Durchmesser am Fußende, feststellbare Laufrollen am Kopfende
- Leicht bedienbare Ziehgriffe
- 4 ausziehbare Traggriffe, 3-fach arretierbar
- Schocklage
- Beinanwinklung zur Bauchdeckenentspannung
- 6-fach verstellbare Rückenlehne
- Fußstütze
- Seitenbügel



Für 2016 geplantes neues Design des F 2 Roll-In-System Monobloc

Zubehör



Drei-Punkt-Halterung



Instrumententisch



Infusionsflaschenhalter

TECHNISCHE DATEN

	Länge min.	Länge max.	Breite	Höhe min.	Höhe max.	Ladehöhe 1	Ladehöhe 2	Gewicht	Belastbarkeit max.
F 2 Monobloc	1.915 mm	2.269 mm	560 mm	272 mm	807 mm	500 mm	550 mm	36 kg	250 kg