



KINDERSICHERHEIT





KangooFix

Dieses neue Sicherungssystem für Babys sorgt für den so wichtigen Körperkontakt zwischen Mutter und Kleinkind. Sicherheit und Komfort des Babys werden während des Transportes im Rettungsfahrzeug beträchtlich erhöht.

Das System entspricht EN 1789 und ist 10 G in fünf Richtungen getestet, zusätzlich 20 G vorwärts und rückwärts.

KangooFix ist geeignet für Kleinkinder mit einem Gewicht von ca. 1,8 bis 4,5 kg.

Bestandteile:

- Innere Befestigungsmanschette mit integrierter, herausnehmbarer Nackenstütze
- Wärmebeutel mit Kopfbedeckung
- Befestigungsgurte mit Zentralverschluss

Eigenschaften:

- Befestigung an den serienmäßigen Patientenhaltgurten
- Sicherheit und Geborgenheit für das Baby während des Transports
- Hautverträgliche Materialien
- Einfach zu handhabendes Gurtbefestigungssystem
- Zusammengelegt platzsparend unterzubringen





TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
KangooFix	330 mm	230 mm	85 mm	1 kg	4,5 kg



Pedi-Mate® 678

Die Kinder-Sicherheitsdecke Modell Pedi-Mate® dient zur Sicherung von Kindern in liegender oder sitzender Position auf der Krankentrage. Sie entspricht der DIN 13071 und ist mit 20 g crash-getestet.

Die Kinder-Sicherheitsdecke ist geeignet für Kleinkinder mit einem Gewicht von ca. 4,5 kg bis 18 kg und einer Größe von ca. 65 cm bis 130 cm.

Sie besteht aus strapazierfähigem Vinyl-Material, ist leicht zu reinigen und platzsparend unterzubringen. Zur Kinder-Sicherheitsdecke gehören 3 Befestigungsgurte zur schnellen und einfachen Befestigung an der FERNO Krankentrage sowie eine Hosenträger-Begurtung für den Patienten.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Länge geklappt	Höhe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
Pedi-Mate® 678	794 mm	483 mm	483 mm	114 mm	1 kg	4,5 - 18,1 kg

MEDkids® System

Unsere MedKids® Modelle 676 und 677 dienen zur sicheren Befestigung und stabilen Lagerung von Kindern während des Patiententransportes. Die MedKids® sind leicht zu reinigen und einfach zu handhaben.

Zur Grundausrüstung gehören eine 3-Punkt-Hosenträger-Begurtung, drei seitliche Körpergurte, 2 Stirngurte und ein regulierbares Luftkissen zur stabilen Lagerung.

Beide Modelle sind röntgenstrahlendurchlässig.



MEDkids® Baby Board 676

Das Baby Board 676 dient zur Immobilisierung des Patienten auf der Trage. Es ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht bis ca. 6 kg.



Baby Board 676



MEDkids® Pedi-Sleeve 677

Das Pedi-Sleeve 677 kann auf jedem Backboard angebracht werden und dient ebenfalls zur Immobilisierung während des Patiententransportes. Das Pedi-Sleeve 677 ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht von ca. 6 bis 27 kg.



Pedi-Sleeve 677



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
MEDkids® Baby Board 676	580 mm	280 mm	30 mm	2,5 kg	0,9 - 6,4 kg
MEDkids® Pedi-Sleeve 677	1.010 mm	500 mm	25 mm	1,5 kg	5 - 27 kg

Pedi-Pac® 78

Das Pedi-Pac® Modell 78 dient zur sicheren Immobilisierung von Kindern bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Das Pedi-Pac® ist für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 137 cm und einem Gewicht von bis zu 40 kg geeignet.

Das Pedi-Pac® besteht aus einem Holzboard mit einem abnehmbaren Kunststoffbezug, einem verstellbaren, farblich markierten Gurtsystem, einem Kopfstützteil, integrierten Trageschlaufen und speziellen Schlaufen zur Befestigung an der Krankentrage.

Außerdem gehören zur Grundausstattung die Pedi-Pad-Auflage, die Kinn- und Stirnbegurtung sowie die Aufbewahrungstasche.



Vakuumpissen

Das Vakuumpissen eignet sich gut zur Stabilisierung von Kleinkindern.

Kompakte Abmessungen - gut anformbar - schnell absaugbar mittels Handpumpe - strapazierfähiges PVC - leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Zwei Größen sind erhältlich.

Zubehör: Haltegurte
Handabsaugpumpe G 701 H



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Pedi-Pac® 78	1.220 mm	230 mm	30 mm	3 kg	41 kg
Vakuumpissen G 22 39 664	500 mm	400 mm		1 kg	
Vakuumpissen G 22 39 584	850 mm	550 mm		1,5 kg	

EasyFix Kinder-Vakuummatratze G 504

NEU

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform für Kinder mit einer Größe von ca. 90 cm bis ca. 160 cm bzw. zwischen 6 und 14 Jahren
- Kammersystem mit Holzverstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung!
(kein HWS-Stützkragen erforderlich)
- Farbige Begurtung wie abgebildet
- Kopffixiergurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche (G 504-2) untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F (G 504-2)
- Reparatur-Set (G 504-2)

G 504-1 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 000)
je 3 seitliche Griffaussparungen. Begurtung wie abgebildet

G 504-2 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 001)
entspricht G 504-1, jedoch zusätzlich: Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F, Reparatur-Set und Aufbewahrungstasche



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht G 504-2	Gewicht G 504-1	Belastbarkeit max.
Kinder EasyFix G 504	1.600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	4,7 kg	150 kg



Alle FERNO Produkte zur Kindersicherheit sind
mit den FERNO Roll-In-Systemen
und Krankenfahrtragen einsetzbar.

**Einfach
und sicher.**



Emergency 2017