




Universal- und Ankleidetische



UNIVERSALTISCHE

Universaltisch 101 H

Die FERNO-Universaltische sind vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen und erleichtern die tägliche Arbeit. Durch die Höhenverstellung kann die Arbeitsplatte in Schräglage gebracht werden.

Der Universaltisch Modell 101 H ist mit einer hydraulischen Höhenverstellung mittels Fußpedalen ausgestattet. Die vier Laufrollen sind schwenkbar und durch eine Zentralfeststellung arretierbar.

Die Edelstahlplatte ist großzügig bemessen, leicht zu reinigen und konvex zugeschnitten, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Die maximale Belastbarkeit beträgt 272 kg.

Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann von 70-105 cm eingestellt werden.



Abflusstutzen gehört zur Grundausstattung



Pedale zur einseitigen und beidseitigen Höhenverstellung sowie zum Absenken



Hochwertige Laufrollen mit Zentralfeststellung gehören zur Grundausstattung



Verbreiterungsteile als Zubehör lieferbar



Body Bridge 38 BB als Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
101 H	2.050 mm	770 mm	1.030 mm	720 mm	72 kg	272 kg



UNIVERSALTISCHE



Universaltisch 102

Dieser Tisch besteht aus einer Edelstahlplatte und einem stabilen Untergestell, welches zur Unterbringung platzsparend zusammengeklappt werden kann.

Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann von 83-99 cm eingestellt werden.



Laufräder
mit Richtungsfeststeller



Schräglage der Arbeitsfläche ist möglich



Höhenverstellung



zusammengeklappt



Verbreiterungsteile als
Zubehör lieferbar



Body Bridge 38 BB als
Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
102	2.050 mm	770 mm	990 mm	830 mm	39 kg	450 kg



Universaltisch 103

Der Tisch entspricht dem Modell 102, allerdings ist das Untergestell bei dieser Ausführung starr.

Die maximale Belastbarkeit des Tisches beträgt 450 kg.



Body Bridge 38-BB als
Zubehör lieferbar



Laufräder
mit Richtungsfeststeller



Verbreiterungsteile als
Zubehör lieferbar



Höhenverstellung

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
103	2.050 mm	770 mm	970 mm	820 mm	36 kg	450 kg

UNIVERSALTISCHE**Ankleidetisch 34**

Zur platzsparenden Unterbringung ist der Ankleidetisch 34 einmal zusammenklappbar. Ein einfacher Bedienhebel ermöglicht die Höhenverstellung des Tisches von 82 bis 97 cm. Die Arbeitsplatte ist wahlweise in holzfarben oder grau erhältlich.

Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.



holzfarben



grau

Schwenkbare Laufräder
mit RichtungsfeststellerAnkleidetisch 34
geklappt

Ankleidetisch 36

Der Ankleidetisch 36 ist Höhenverstellbar. Die Arbeitsplatte ist wahlweise in holzfarben oder grau erhältlich. Dieses Modell ist nicht klappbar.

Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.



holzfarben



grau



Schwenkbare Laufräder mit Richtungsfeststeller



Einfache Höhenverstellung



individuell einstellbar



TECHNISCHE DATEN

	Länge offen	Länge geklappt	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
34	1.950 mm	330 mm	620 mm	870 mm	-	35 kg	227 kg
36	1.920 mm	-	620 mm	970 mm	810 mm	35 kg	227 kg

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon 02241 9483 0
Fax 02241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.
©2018 Ferno Transportgeräte GmbH.