

ARBEITSERLEICHTERUNG

E 400 LOADCONCEPT FÜR MONDIAL SMART LOAD-SYSTEM



So geht das heute!



ARBEITSERLEICHTERUNG



DIE IDEALLÖSUNG:

Heranfahren, eindocken, Knopf drücken,



E 400 BE- UND ENTLADEKONZEPT



einziehen lassen. SO GEHT DAS HEUTE!




E 400 - LOADCONCEPT FÜR MONDIAL SMART-LOAD-SYSTEM M 2 RK



Das neue Be- und Entladekonzept ist ein weitrer Beitrag zur Arbeitserleichtung durch ein kraftunterstütztes System. Ideal für die FERNO MONDIAL Roll-In-Trage M 2 RK mit Smart Load System:

- Leichtbauweise teilweise aus Aluminium
- Abklappbare Beladebühne
- 3 Befestigungspunkte
- Elektrisches Einziehen und Ausladen des Fahrgestells









Eine Vorführung wird Sie überzeugen!

TECHNISCHE DATEN

EN 1865-5: 10 G Ausgestattet mit: Sicherheitssystem mit Stromunter 12 DC Power Eine Vorführung wird TECHNISCHE DATEN	-	en!		arieque de la companya de la company	uipment
	Länge	Breite	Höhe max.	Gewicht	Belastbarkeit max.
E 400 LOADCONCEPT	2.220 mm	635 mm	440 mm	85 kg	230 kg
	Fon 0		ansportgeräte Gmb x 0 22 41 / 9483-25	_	