

E 400

Be- und Entladekonzept für FERNO MONDIAL[®]



DIE IDEALLÖSUNG: Heranfahren, eindocken,



**Knopf drücken, einziehen lassen.
So geht das heute!**



E 400 BE- UND ENTLADESYSTEM




E 400

Das neue Be- und Entladekonzept E 400 ist ein weiterer Beitrag zur Arbeitserleichterung durch ein kraftunterstützendes System.

Ideal für das FERNO MONDIAL® Roll-In-System mit Smart-Load™ Technologie.

- Leichtbauweise - teilweise aus Aluminium
- Abklappbare Beladebühne
- 3 Befestigungspunkte
- Elektrisches Einziehen und Ausladen des Fahrgestells



Ausgestattet mit:

- Sicherheitssystem mit Stromunterbrechung
- 12 DC Power

Eine Vorführung wird Sie überzeugen!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
E 400	2.220 mm	635 mm	440 mm	85 kg	230 kg