

An illustration showing a young child in a blue jacket and grey pants sitting in a car seat. An adult in a red and green high-visibility jacket and blue gloves is buckling the child's seatbelt. The background is a blurred, rocky or textured surface.

 **FERNO[®]**



KINDERSICHERHEIT

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.



E 2022 KINDERSICHERHEIT 20220323
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



Für die besonderen Einsätze:
Produkte für die
KINDERSICHERHEIT



KangooFix

Dieses neue Sicherungssystem für Babys sorgt für den so wichtigen Körperkontakt zwischen Mutter und Kleinkind. Sicherheit und Komfort des Babys werden während des Transportes im Rettungsfahrzeug beträchtlich erhöht.

Das System entspricht EN 1789 und ist 10 G in fünf Richtungen getestet, zusätzlich 20 G vorwärts und rückwärts.

KangooFix ist geeignet für Kleinkinder mit einem Gewicht von ca. 1.8 bis 4.5 kg.

Bestandteile:


- Innere Befestigungsmanschette mit integrierter, herausnehmbarer Nackenstütze
- Wärmebeutel mit Kopfbedeckung
- Befestigungsgurte mit Zentralverschluss

Eigenschaften:

- Befestigung an den serienmäßigen Patientenhaltergurten
- Sicherheit und Geborgenheit für das Baby während des Transports
- Hautverträgliche Materialien
- Einfach zu handhabendes Gurtbefestigungssystem
- Zusammengelegt platzsparend unterzubringen



KINDERSICHERHEIT



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
G 820 KangooFix	330 mm	230 mm	85 mm	1 kg	4,5 kg



Neomate®

Die Kinder-Sicherheitsdecke Modell Neomate® dient zur Sicherung von Kleinkindern oder Säuglingen in liegender oder halb sitzender Position auf der Krankentrage.

Die Decke entspricht der DIN 13071 und ist mit 10 g in vier Richtungen crash-getestet.

Die Kinder-Sicherheitsdecke ist geeignet für Kleinkinder und Säuglinge mit einem Gewicht von ca. 2,3 kg bis 6,4 kg.

Ausstattungsmerkmale:

- Drei Befestigungsgurte mit Drucktastenschloss zur sicheren Anbringung auf der Krankentrage
- Verstellbare 5-Punkt Begurtung mit Zentralverschluss sichern das Kleinkind / Säugling in alle Richtungen
- Kopf- und Seitenpolster schützen das zu transportierende Kind
- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Vinyl-Material
- Eingearbeitetes Fach für Wärmezufuhr
- Integrierter abnehmbarer Kopfschutz
- Platzsparend zusammenlegbar und auf kleinstem Raum zu verstauen



TECHNISCHE DATEN

	Länge ausgebreitet	Breite ausgebreitet	Länge verpackt	Breite verpackt	Höhe verpackt	Gewicht	Belastbarkeit max.
Neomate®	530 mm	270 mm	330 mm	270 mm	90 mm	1,2 kg	2,3 - 6,4 kg



Pedi-Mate®+

Die Kinder-Sicherheitsdecke Pedi-Mate®+ dient zur Sicherung von Kleinkindern in liegender oder sitzender Position auf der Krankentrage. Sie entspricht der DIN 13071 und ist mit 20 g crash-getestet.

Die Kinder-Sicherheitsdecke ist geeignet für Kleinkinder mit einem Gewicht von ca. 4,5 kg bis 45,4 kg.

Ausstattungsmerkmale:

- Vier Befestigungsgurte mit Drucktastenschloss zur sicheren Anbringung auf der Krankentrage
- Verstellbare 5-Punkt Begurtung mit Zentralverschluss sichern das Kleinkind in alle Richtungen
- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Vinyl-Material
- Platzsparend zusammenlegbar und auf kleinstem Raum zu verstauen

Zur einfachen Befestigung des Pedi-Mate®+ und des NeoMate® an der Ferno iNjX™ Integriertes Patienten Transport- und Beladesystem werden die optional erhältlichen Adapter INX 0822481 benötigt.



TECHNISCHE DATEN

	Länge ausgebreitet	Breite ausgebreitet	Länge zusammengerollt	Durchmesser zusammengerollt	Gewicht	Belastbarkeit max.
Pedi-Mate®+	902 mm	483 mm	483 mm	114 mm	1,6 kg	4,5 - 45,4 kg

KINDERSICHERHEIT

678-9 Set

Pedi-Mate®+ und Neomate® in praktischer Tragetasche, inklusive 4 Trost-Teddybären - so lange der Vorrat reicht.

Die in diesem Katalog beschriebenen Kinder-Sicherheitsdecken **Pedi-Mate®+** und **Neomate®** als Set in praktischer Tragetasche.

So lange der Vorrat reicht, erhalten Sie beim Kauf des 678-9 Set jeweils 4 Trost-Teddybären für Ihre jüngsten Patienten.



Alle FERNO Produkte zur Kindersicherheit sind mit den FERNO Roll-In-Systemen und Krankentragen einsetzbar.

Einfach und sicher.



Pedi-Pac® 78

Das **Pedi-Pac®** Modell 78 dient zur sicheren Immobilisierung von Kindern bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Das **Pedi-Pac®** ist für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 137 cm und einem Gewicht von bis zu 40 kg geeignet.

Das **Pedi-Pac®** besteht aus einem Holzboard mit einem abnehmbaren Kunststoffbezug, einem verstellbaren, farblich markierten Gurtsystem, einem Kopfstützteil, integrierten Trageschlaufen und speziellen Schlaufen zur Befestigung an der Krankentrage.

Außerdem gehören zur Grundausstattung die **Pedi-Pad-Auflage**, die **Kinn- und Stirnbegurtung** sowie die **Aufbewahrungstasche**.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Pedi-Pac® 78	1 220 mm	230 mm	30 mm	3 kg	41 kg

KINDERSICHERHEIT

MEDkids® System

Unsere MedKids® Modelle 676 und 677 dienen zur sicheren Befestigung und stabilen Lagerung von Kindern während des Patiententransportes. Die MedKids® sind leicht zu reinigen und einfach zu handhaben.


Zur Grundausstattung gehören eine 3-Punkt-Hosenträger-Begurting, drei seitliche Körpergurte, 2 Stirngurte und ein regulierbares Luftkissen zur stabilen Lagerung.

Beide Modelle sind röntgenstrahlendurchlässig.



MEDkids® Baby Board 676

Das Baby Board 676 dient zur Immobilisierung des Patienten auf der Trage. Es ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht bis ca. 6 kg.



Baby Board 676

MEDkids® Pedi-Sleeve 677

Das Pedi-Sleeve 677 kann auf jedem Backboard angebracht werden und dient ebenfalls zur Immobilisierung während des Patiententransportes. Das Pedi-Sleeve 677 ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht von ca. 6 bis 27 kg.



Pedi-Sleeve 677

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
MEDkids® Baby Board 676	580 mm	280 mm	30 mm	2,5 kg	0,9 - 6,4 kg
MEDkids® Pedi-Sleeve 677	1010 mm	500 mm	25 mm	1,5 kg	5 - 27 kg

KINDERSICHERHEIT

Vakuumkissen

Das Vakuumkissen eignet sich gut zur Stabilisierung von Kleinkindern.

Kompakte Abmessungen - gut anformbar - schnell absaugbar mittels Handpumpe - strapazierfähiges PVC - leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Verschiedene Größen sind erhältlich.

Zubehör extra erhältlich: Haltegurte
Handabsaugpumpe G 701 H



TECHNISCHE DATEN

	Breite	Länge	Gewicht
Vakuumkissen G 22 22 160 ORANGE	850 mm	550 mm	ca. 2,2 kg
Vakuumkissen G 22 22 080 ORANGE	650 mm	550 mm	ca. 1,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 664 BLAU	500 mm	400 mm	ca. 1,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 584 BLAU	850 mm	550 mm	ca. 2,3 kg
Vakuumkissen G 22 39 414 BLAU	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 334 BLAU	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 114 BLAU	1 000 mm	800 mm	ca. 3,2 kg
Vakuumkissen G 22 39 224 BLAU	2 000 mm	800 mm	ca. 5,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 600 WEIß	200 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 680 WEIß	300 mm	400 mm	ca. 0,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 660 WEIß	500 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 580 WEIß	850 mm	550 mm	ca. 2,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 410 WEIß	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 330 WEIß	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 110 WEIß	1 000 mm	800 mm	ca. 2,4 kg
Vakuumkissen G 22 39 220 WEIß	2 000 mm	800 mm	ca. 5,0 kg

KINDERSICHERHEIT

EasyFix Kinder-Vakuummattlatze G 504

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform für Kinder mit einer Größe von ca. 90 cm bis 160 cm bzw. zw. 6 und 14 Jahren
- Kammersystem mit Holzvertärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich!)
- Farbige Begurtung wie abgebildet
- Kopffixiergurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche (G 504-2) untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F (G 504-2)
- Reparatur-Set (G 504-2)



G 504 EasyFix Kinder-Vakuummattlatze (271 504 001) entspricht G 504-1, jedoch zusätzlich: Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F, Reparatur-Set und Aufbewahrungstasche.

G 504-1 EasyFix Kinder-Vakuummattlatze (271 504 000) je 3 seitliche Griffaussparungen. Begurtung wie abgebildet.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht G 504-2	Gewicht G 504-1	Belastbarkeit max.
Kinder EasyFix G 504	1 600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	4,7 kg	150 kg

FÜR PROFIS VON PROFIS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.



E 2022 KINDERSICHERHEIT 20220323
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

