



2070 W

**Räder-Kit für Korbtragen 2070 / 2070 S
2072 / 2072 S**



**ZEITGEMÄSSES
PROFI EQUIPMENT**

RÄDER-KIT 2070 W



Räder-Kit 2070 W für FERNO Korbtrage 2070 / 2070 S / 2072 / 2072 S

Das Räder-Kit für unsere Korbtragen 2070 / 2070 S und 2072 / 2072 S erleichtert den Transport über längere Strecken.

Mit wenigen Handgriffen ist das Kit am Fußteil der Korbtrage mit 4 Sicherheitsverschlüssen befestigt.

Die 250 mm großen Vollgummilaufäder sorgen für leichten Lauf auch in unebenem Gelände.

Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Heben, Halten und Tragen

Die Berufsgenossenschaften und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) haben Broschüren zu diesem Thema erstellt.

RÄDER-KIT 2070 W

Länge x Breite x Höhe	550 x 720 x 335 mm
Höhe mit Sicherungsstiften	365 mm
Gewicht	7 kg
Belastbarkeit	280 kg

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



E 2026 2070 W 20260521

©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.