



RESCUE LIGHT FULL BODY SPLINT

G 2070
VAKUUMMATRATZE



ZEITGEMÄSSES
PROFI EQUIPMENT

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 G 2070 20260521

©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

**FÜR DIE BESONDEREN
EINSÄTZE:**



**GANZ EINFACH
GANZ SCHÖN PRAKTISCH**

G 2070

Vakuummattatze

Die Vakuummattatze G 2070 dient der Ganzkörperstabilisierung eines Patienten, insbesondere in Kombination mit einer Korbtrage.

Die Vakuummattatze ist besonders leicht und kann einfach transportiert werden. Dies ist von Vorteil bei Rettungseinsätzen in schwierigem Gelände.

Gegenüber anderen Vakuummattatzen, bietet die G 2070 Vakuummattatze eine Stauraumersparnis von 35%.

Die einzigartige Konstruktion bietet eine effiziente Stabilisierung des gesamten Körpers, insbesondere des oberen Rückens, des Nackens und des Halskragens.

Die verstärkte Grundplatte stützt die gesamte Halswirbelsäule.

Zusammen mit den Fixiergurten bietet die Vakuummattatze in Verbindung mit einer Korbtrage die optimale Transportlösung in schwierigem Gelände und bei anspruchsvollen Bergeaktionen.



**Kopf-, Nacken- und Rückenoberteil
mit Holzteilverstärkung für eine
optimale Immobilisierung**

6 Trageschlaufen



**Robuste, austauschbare
Unterseite**



Die Vakuummatratze G 2070 in der Korbtrage 2070



Die Vakuummatratze G 2070 in der Korbtrage 71



- Kopf-, Nacken- und Rückenoberteil mit Holzteilverstärkung für eine optimale Immobilisierung
- Effizientes Kammersystem
- Die verstärkte Rückseite der Matratze verringert die Reibung und verbessert das Handling
- Patienten einfacher in die Korbtrage legen oder heraus heben
- 220 kg Belastbarkeit
- 6 Traggriffe
- Einfach zu transportieren, geringes Gewicht, wenig Platzbedarf
- EN 1865 und EN 1789 geprüft
- Röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRI geeignet
- Absaugpumpe enthalten

TECHNISCHE DATEN

G 2070				
Länge	Breite offen/geschlossen	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
1 900 mm	1 390 / 850 mm	350 mm	6,8 kg	220 kg

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 G 2070 20260521
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

