



KINDERSICHERHEIT

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 KINDERSICHERHEIT 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



**FÜR DIE BESONDEREN
EINSÄTZE:**

**PRODUKTE FÜR DIE
KINDERSICHERHEIT**



KangooFix

Dieses Sicherungssystem für Babys sorgt für den so wichtigen Körperkontakt zwischen Mutter und Kleinkind. Sicherheit und Komfort des Babys werden während des Transportes im Rettungsfahrzeug beträchtlich erhöht.



TECHNISCHE DATEN

G 820 KangooFix				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
330 mm	230 mm	85 mm	1 kg	4,5 kg

GANZ EINFACH GANZ SICHER

Bestandteile:

- Innere Befestigungsmanschette mit integrierter, herausnehmbarer Nackenstütze
- Wärmebeutel mit Kopfbedeckung
- Befestigungsgurte mit Zentralverschluss

Eigenschaften:

- Befestigung an den serienmäßigen Patientenhaltegurten
- Sicherheit und Geborgenheit für das Baby während des Transports
- Hautverträgliche Materialien
- Einfach zu handhabendes Gurtbefestigungssystem
- Zusammengelegt platzsparend unterzubringen




Das System entspricht EN 1789

10 G in fünf Richtungen

20 G vorwärts und rückwärts

**Für Kleinkinder /Säuglinge
mit einem Gewicht
von ca. 1,8 kg bis 4,5 kg.**



Neomate

Die Kinder-Sicherheitsdecke Modell Neomate® dient zur Sicherung von Kleinkindern oder Säuglingen in liegender oder halb sitzender Position auf der Krankentrage.

Die Decke entspricht der DIN 13071 und ist mit 10 g in vier Richtungen crash-getestet.

**Für Kleinkinder / Säuglinge
mit einem Gewicht
von ca. 2,3 kg bis 6,4 kg.**



Ausstattungsmerkmale:

- Drei Befestigungsgurte mit Druckastenschloss zur sicheren Anbringung auf der Krankentrage
- Verstellbare 5-Punkt Begurtung mit Zentralverschluss sichern das Kleinkind / Säugling in alle Richtungen
- Kopf- und Seitenpolster schützen das zu transportierende Kind
- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Vinyl-Material
- Eingearbeitetes Fach für Wärmezufuhr
- Integrierter abnehmbarer Kopfschutz
- Platzsparend zusammenlegbar und auf kleinstem Raum zu verstauen


TECHNISCHE DATEN

Neomate®						
Länge ausgebreitet	Breite ausgebreitet	Länge verpackt	Breite verpackt	Höhe verpackt	Gewicht	Belastbarkeit max.
530 mm	270 mm	330 mm	270 mm	90 mm	1,2 kg	2,3 - 6,4 kg

Pedi-Mate +

Die Kinder-Sicherheitsdecke Pedi-Mate®+ dient zur Sicherung von Kleinkindern in liegender oder sitzender Position auf der Krankentrage. Sie entspricht der DIN 13071 und ist mit 20 g crash-getestet.

Für Kleinkinder
mit einem Gewicht
von ca.
4,5 kg bis 45,4 kg.



Ausstattungsmerkmale:

- Vier Befestigungsgurte mit Drucktastenschloss zur sicheren Anbringung auf der Krankentrage
- Verstellbare 5-Punkt Begurtung mit Zentralverschluss sichern das Kleinkind in alle Richtungen
- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Vinyl-Material
- Platzsparend zusammenlegbar und auf kleinstem Raum zu verstauen



Zur einfachen Befestigung des Pedi-Mate®+ und des Neo-Mate® an der Ferno iNjX™ Integriertes Patienten Transport- und Beladesystem werden die optional erhältlichen Adapter INX 0822481 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Pedi-Mate®+						
Länge ausgebreitet	Breite ausgebreitet	Länge zusammengerollt	Durchmesser zusammengerollt	Gewicht	Belastbarkeit max.	
902 mm	483 mm	483 mm	114 mm	1,6 kg	4,5 - 45,4 kg	

KINDERSICHERHEIT**678-9 Set**

Pedi-Mate®+ und Neomate® in praktischer Tragetasche, inklusive 4 Trost-Teddybären - so lange der Vorrat reicht.



Die in diesem Katalog beschriebenen Kinder-Sicherheitsdecken Pedi-Mate®+ und Neomate® als Set in praktischer Tragetasche .

So lange der Vorrat reicht, erhalten Sie beim Kauf des 678-9 Set jeweils 4 Trost-Teddybären für Ihre jüngsten Patienten.



Alle FERNO Produkte zur Kindersicherheit sind mit den FERNO Roll-In-Systemen und Krankentragen einsetzbar.




GANZ EINFACH
GANZ SICHER

MEDkids System

Unsere MedKids® Modelle 676 und 677 dienen zur sicheren Befestigung und stabilen Lagerung von Kindern während des Patiententransportes. Die MedKids® sind leicht zu reinigen und einfach zu handhaben. Zur Grundausstattung gehören eine 3-Punkt-Hosenträger-Begurtung, drei seitliche Körpergurte, 2 Stirngurte und ein regulierbares Luftkissen zur stabilen Lagerung.

Beide Modelle sind röntgenstrahlendurchlässig.



Baby Board 676



Pedi-Sleeve 677

MEDkids® Baby Board 676

Das Baby Board 676 dient zur Immobilisierung des Patienten auf der Trage. Es ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht bis ca. 6 kg.

MEDkids® Pedi-Sleeve 677

Das Pedi-Sleeve 677 kann auf jedem Backboard angebracht werden und dient ebenfalls zur Immobilisierung während des Patiententransportes. Das Pedi-Sleeve 677 ist geeignet für Kinder mit einem Gewicht von ca. 6 bis 27 kg.

TECHNISCHE DATEN

	MEDkids®				
	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
MEDkids® Baby Board 676	580 mm	280 mm	30 mm	2,5 kg	0,9 - 6,4 kg
MEDkids® Pedi-Sleeve 677	1.010 mm	500 mm	25 mm	1,5 kg	5 - 27 kg

Pedi-Pac® 78

Das Pedi-Pac® Modell 78 dient zur sicheren Immobilisierung von Kindern bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Das Pedi-Pac® ist für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 137 cm und einem Gewicht von bis zu 40 kg geeignet.

Das Pedi-Pac® besteht aus einem Holzboard mit einem abnehmbaren Kunststoffbezug, einem verstellbaren, farblich markierten Gurtsystem, einem Kopfstützteil, integrierten Trageschlaufen und speziellen Schlaufen zur Befestigung an der Krankentrage.

Außerdem gehören zur Grundausstattung die Pedi-Pad-Auflage, die Kinn- und Stirnbegurtung sowie die Aufbewahrungstasche.

Gewicht: 3 kg Max.Belastbarkeit: 41 kg
Breite: 230 mm Länge: 1220 mm



EasyFix

Kinder-Vakuummatttze

G 504

Ausstattungsmerkmale:

- Kammersystem mit Holzverstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich!)
- Farbige Begurtung wie abgebildet
- Kopffixierungsurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griffausparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



**Neue körpergerechte Passform
für Kinder
mit einer Größe von
ca. 90 cm bis 160 cm
bzw. zw. 6 und 14 Jahren.**



TECHNISCHE DATEN

G 504 KINDER EASYFIX

Länge	Breite	Höhe	Gewicht mit Absaugpumpe	Belastbarkeit max.
1 600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	150 kg

IMMOBILISATION

Vakuumkissen

Das Vakuumkissen eignet sich gut zur Stabilisierung von Kleinkindern.

Kompakte Abmessungen - gut anformbar - schnell absaugbar mittels Handpumpe - strapazierfähiges PVC - leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Zubehör: Haltegurte
Handabsaugpumpe G 701 H



TECHNISCHE DATEN

	Breite	Länge	Gewicht
Vakuumkissen G 22 22 160 ORANGE	850 mm	550 mm	ca. 2,2 kg
Vakuumkissen G 22 22 080 ORANGE	650 mm	550 mm	ca. 1,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 664 BLAU	500 mm	400 mm	ca. 1,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 584 BLAU	850 mm	550 mm	ca. 2,3 kg
Vakuumkissen G 22 39 414 BLAU	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 334 BLAU	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 114 BLAU	1 000 mm	800 mm	ca. 3,2 kg
Vakuumkissen G 22 39 224 BLAU	2 000 mm	800 mm	ca. 5,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 600 WEIß	200 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 680 WEIß	300 mm	400 mm	ca. 0,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 660 WEIß	500 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 580 WEIß	850 mm	550 mm	ca. 2,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 410 WEIß	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 330 WEIß	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 110 WEIß	1 000 mm	800 mm	ca. 2,4 kg
Vakuumkissen G 22 39 220 WEIß	2 000 mm	800 mm	ca. 5,0 kg

**Vakuumkissen eignen sich
hervorragend zur Immobilisation**



Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 KINDERSICHERHEIT 20260526
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

Inkubator Aufnahmeplattform für VIPER Roll-In-System



MEDCARE
MEDICALS

V-I-AP 1

V-I-AP 2



hestomed
helbig

Fordern Sie
ausführliche
Informationen an!

