



RESCUE ALIVE



**EIS- UND
WASSERRETTUNG**

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 RESCUEALIVE 20260521
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

A firefighter in a red AGS (Alpin-Gebirgs-Schutz) suit is standing on a red rescue stretcher, which is positioned over a body of water. The firefighter is holding two white poles that support the stretcher. In the foreground, another firefighter wearing a red helmet and a white and blue jacket is crouching on a rocky shore. The background shows a calm body of water under a clear sky.

**FÜR DIE BESONDEREN
EINSÄTZE:**

**GANZ EINFACH
GANZ SCHÖN PRAKTISCH**



Wer ins Eis eingebrochen ist, hat nur wenige Minuten, um sich selbst zu helfen. Die schnell eintretende Unterkühlung macht es dem Verunglückten unmöglich, sich am Eisrand zu halten. Deshalb ist es wichtig, schnell und sicher zum Verunglückten zu gelangen, und es zählen dabei Sekunden.

Die Eisrettungsplattform RescueAlive wurde speziell für diesen Zweck entwickelt.

Der Retter kann auf dem offenen Wasser paddeln und vom Wasser auf das Eis fahren.

Ohne zu heben kann er den Verunglückten aus dem Wasser direkt auf die Rettungsplattform ziehen. Der Retter arbeitet über dem Verletzten und hat somit die Situation ständig unter Kontrolle.

Die RescueAlive Eisrettungsplattform ist schnell einsatzbereit. Zum Transport und zur Unterbringung kann sie platzsparend zusammengeklappt werden. Die zwei Pontons gewährleisten die nötige Stabilität im Wasser.

Die Tragkraft beträgt 270 kg. Zur Grundausstattung gehören ein Paddel, zwei befestigte Haltestangen und ein Sicherheitsgurt für den Verunfallten.



WENN DIE ZEIT ZUM FEIND WIRD.



Denken Sie rechtzeitig an die Beschaffung der Eisrettungsplattform RescueAlive, damit Sie für die kommende Saison und die nächsten Jahre gut gerüstet sind.

Betreiben sie auch in Zukunft Eisrettung mit Höchstgeschwindigkeit!







- Der Retter kann zum Verunglückten laufen.
- Der Retter muss während des gesamten Ablaufes nicht selbst ins Wasser.
- Der Retter kann auf offenem Wasser paddeln und vom Wasser aufs Eis fahren.
- Der Verunglückte wird aus dem Wasser direkt auf die Plattform gezogen, nicht auf das Eis.
- Der Retter kann den Verunglückten im Auge behalten, weil er nicht ans Ufer kriechen muss.
- Die Plattform wiegt nur 39 kg, hat aber bis zu 270 kg Tragkraft.
- Gute Stabilität im Wasser durch zwei Schwimmkörper.
- Plattform ist schnell einsatzbereit.
- Die Plattform ist zum Transport und zur Unterbringung platzsparend zusammenlegbar.
- Deutsche Gebrauchsanweisung
- Gesicherte Ersatzteilversorgung
- Vorführung auf Wunsch vor Ort

TECHNISCHE DATEN

RESCUE ALIVE							
Länge geklappt	Länge offen	Breite geklappt	Breite offen	Höhe geklappt	Höhe offen	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 300 mm	2 300 mm	400 mm	1 680 mm	980 mm	760 mm	29 kg	270 kg

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 RESCUEALIVE 20260521
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

