



VAKUUMPRODUKTE

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 VAKUUMPRODUKTE 20260121
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.





IMMOBILISATION MIT VAKUUMPRODUKTEN

EasyFix PLUS

Vakuummattmatratze

G 511



Ausstattungsmerkmale

- Neue körpergerechte Passform mit einer Schulterbreite von 130 cm zur optimalen Oberkörperfixierung
- Verbessertes Kammersystem mit Verstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich)
- 5-fach Begurtung wie abgebildet
- 2-fach Kopffixierungsurte
- Je 5 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F

**Verbesserte Handhabung
und Stabilisierung durch
die speziell entwickelte
Unterseite**


Röntgenstrahlendurchlässig,
MRT-geeignet


TECHNISCHE DATEN

G 511 EASYFIX PLUS

Länge	Breite	Höhe	Gewicht (ohne Gurte)	Belastbarkeit max.
2 080 mm	1 300 / 720 mm	45 mm	ca. 8,4 kg	250 kg

EasyFix

Vakuummatratze

G 101

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform mit einer Schulterbreite von 130 cm zur optimalen Oberkörperfixierung
- Verbessertes Kammersystem mit Verstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Je 5 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- 5-fach Begurtung wie abgebildet
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1865 konform
- 2-fach Kopffixierungurte
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



Die überbreiten Vakuummatratzen eignen sich besonders für adipöse Patienten.

Bei Verwendung als permanente Tragenauflage wird die Norm EN 1789 / 1865 erfüllt, die Vakuummatratze ist entsprechend crash-getestet.

TECHNISCHE DATEN

G 101 EASYFIX				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 080 mm	1 300 / 720 mm	45 mm	ca. 8 kg	250 kg



EasyFix

Kinder-Vakuummatratze

G 504

Ausstattungsmerkmale:

- Kammersystem mit Holzverstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich!)
- Farbige Begurtung wie abgebildet
- Kopffixierungsurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griff-aussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



Neue körpergerechte Passform für Kinder mit einer Größe von ca. 90 cm bis 160 cm bzw. zw. 6 und 14 Jahren.



TECHNISCHE DATEN

G 504 KINDER EASYFIX

Länge	Breite	Höhe	Gewicht mit Absaugpumpe	Belastbarkeit max.
1 600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	150 kg

All-In-One

Vakuummattlatze

G 301

Ausstattungsmerkmale

- 4-fach Begurtung wie abgebildet
- 2-fach Kopffixiergurte
- Je 6 seitliche Grifffassparungen
- Robustes Ventil
- EN 1865 konform
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set



TECHNISCHE DATEN

All-in-One G 301				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2 050 mm	1 150 mm	55 mm	ca. 5,5 kg	220 kg



IMMOBILISATION MIT VAKUUMPRODUKTEN

IMMOBILISATION

Vakuumkissen

Das Vakuumkissen eignet sich gut zur Stabilisierung von Kleinkindern.

Kompakte Abmessungen - gut anformbar - schnell absaugbar mittels Handpumpe - strapazierfähiges PVC - leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Zwei Größen sind erhältlich.

Zubehör: Haltegurte
Handabsaugpumpe G 701 H



TECHNISCHE DATEN

	Breite	Länge	Gewicht
Vakuumkissen G 22 22 160 ORANGE	850 mm	550 mm	ca. 2,2 kg
Vakuumkissen G 22 22 080 ORANGE	650 mm	550 mm	ca. 1,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 664 BLAU	500 mm	400 mm	ca. 1,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 584 BLAU	850 mm	550 mm	ca. 2,3 kg
Vakuumkissen G 22 39 414 BLAU	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 334 BLAU	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 114 BLAU	1 000 mm	800 mm	ca. 3,2 kg
Vakuumkissen G 22 39 224 BLAU	2 000 mm	800 mm	ca. 5,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 600 WEIß	200 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 680 WEIß	300 mm	400 mm	ca. 0,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 660 WEIß	500 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 580 WEIß	850 mm	550 mm	ca. 2,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 410 WEIß	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 330 WEIß	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 110 WEIß	1 000 mm	800 mm	ca. 2,4 kg
Vakuumkissen G 22 39 220 WEIß	2 000 mm	800 mm	ca. 5,0 kg

Vakuum-Fixierkissen MRP für Krankentragen

Das Vakuum-Fixierkissen stabilisiert und stützt den Kopf des Patienten während des Transports auf der Krankentrage. Medizinische Untersuchungen beweisen eindeutig die positiven Effekte für den Patienten und die Arbeit des Notarztes oder Rettungssanitäters.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP ist zudem im nicht abgesaugten Zustand äußerst komfortabel. Das flexible Kissen ist gefüllt mit einem Mix aus Schaumstoff, Fasern und Granulat Kammern und bietet dem Patienten so hohen Komfort. Es kann schnell abgesaugt werden, sollte es die Situation erfordern, den Patienten zu stabilisieren.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP kann zusammen mit Ferno Umbettungs- und Auflagematratzen benutzt werden und passt auf die meisten Krankentragen. Mit zwei Gurten kann das Vakuum-Fixierkissen MRP an den gängigen Krankentragen befestigt werden.

Das Fixierkissen ist röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRT geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Vakuum-Fixierkissen MRP				
Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	
480 mm	480 mm	360 mm	0,7 kg	

EasyFix Vakuumschienen G 140 / G 150

Diese Vakuumschienen können als Beinschiene für Erwachsene verwendet werden und eignen sich auch zur Stabilisierung von Kleinkindern.

- Kompakte Abmessungen
- Gut anformbar
- Schnell abgesaugbar mittels Handpumpe
- Strapazierfähiges PVC
- Leicht zu reinigen und desinfizierbar

Zubehör: Handabsaugpumpe G 701 H



IMMOBILISATION

AS 190 G Vakuumschienen-Set

Die Vakuumschienen sind aus vinylbeschichtetem Nylon hergestellt und mit Polystyrol-Granulat gefüllt. Sie dienen ideal zur Ruhigstellung von Frakturen der Unterarm-, Unterschenkel-, Hand- bzw. Fußknochen. Sie sind einfach anzulegen, vielfach einsetzbar und gut zu reinigen. Die Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig. Klettverschlüsse sorgen für den sicheren Sitz der Vakuumschiene.

Vakuumschienen-Set AS 190 G
bestehend aus:

- Unterarmschiene AS 100 G
- Armschiene AS 120 G
- Beinschiene AS 140 G
- Handabsaugpumpe G 701 H
- Reparatur-Set AS 170 G
- Transporttasche AS 180 G

AS 120 G

Die Unterseite der Vakuumschienen ist jetzt grau, besonders leicht zu reinigen und hautfreundlich



G 701 H



Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe geklappt	Gewicht
Vakuumschiene AS 100 G	530 mm	350 mm	40 mm	0,4 kg
Vakuumschiene AS 120 G	735 mm	610 mm	40 mm	1,0 kg
Vakuumschiene AS 140 G	980 mm	610 mm	40 mm	1,3 kg
Vakuumschiene AS 150 G	1 360 mm	730 mm	40 mm	1,5 kg

AS 140 G



AS 100 G



Zusätzlich erhältlich:

Beinschiene AS 150 G
mit Fußstütze

Handabsaugpumpe G 701 F
mit Fußsteg



Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de




Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE konforme Medizinprodukte.



E 2026 VAKUUMPRODUKTE 20260121
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

Schnelle
Extrikation
in weniger als 20 Sekunden



Board



Fordern Sie weitere
Informationen an!

